



FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA CADASTRAMENTO MATERIAIS DE USO EM SAÚDE – RDC nº 24/09

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO E ENVIO:

- Em caso de dúvida no preenchimento dos campos, coloque o cursor sobre o campo e pressione F1.
- Deve ser encaminhada para Anvisa cópia impressa deste formulário e cópia eletrônica gravada em CD (limite de 14 Mb), em formato doc (não enviar em formato xdoc) ou pdf, para disponibilização no sítio eletrônico da Anvisa.

1. Identificação do Processo

1.1 Identificação do Processo nº 25351636943201175	1.2 Número do Cadastro do Produto 10302860198
1.3 Código do Assunto da Petição 8087	1.4 Descrição do Assunto da Petição 8087- Alteração por acréscimo de Material de uso médico em cadastramento (isenção) de família de material de uso médico.

2. Dados do Fabricante ou Importador

2.1 Razão Social H. STRATTNER & CIA. LTDA			
2.2 Nome Fantasia			
2.3 Endereço RUA RICARDO MACHADO, 904			
2.4 Cidade RIO DE JANEIRO		2.5 UF RJ	2.6 CEP 20921-270
2.7 DDD 21	2.8 Telefone 21211300	2.9 DDD 21	2.10 FAX 21211399
2.11 E-Mail registro@strattner.com.br			
2.12 Autorização de Funcionamento na ANVISA nº 1030286		2.13 CNPJ 33250713/0001-62	

3. Dados do Produto

3.1 Identificação do Produto

3.1.1 Nome Técnico Tesouras	3.1.2 Código de Identificação do Nome Técnico 1551430
3.1.3 Regra de classificação 6	3.1.4 Classe de Enquadramento do Produto <input checked="" type="checkbox"/> Classe I <input type="checkbox"/> Classe II
3.1.5 Nome Comercial Tesoura KARL STORZ	
3.1.6 Modelo(s) Comercial (is) / Componentes do Sistema ou Conjunto 214536; 28164CS; 516416; 459095; 512718; 449211; 789210; 789211; 790802DS; 790902; 790902DS; 791002DS; 48121LM; 48161LM; 28171SL; 43251LU; 791003DS; 791202DS; 791302; 791302DS; 791815DS; 792013; 488032; 511010DST; 512714; 512814; 791913; 512818; 28270G; 792013DS;	



511210DST; 511414DST; 511514DST; 511812DST; 512311DST; 25625MAL; 512614DST; 513200DST; 513410DST; 746300DST; 791003DST; 791302DST; 792013DST; 512618DST; 25625MAR; ; 28164JC; 449403; 488132; 449425; 512618; 752918DS; 28163SC; 26159SHW; 511010DS; 511210DS; 511414DS; 511514DS; 512211; 512310DS; 512311; 512311DS; 26160SHW; 23262MSI; 50520MG; 662300; 64183S; 8794AZ; 799914; 662301; 799916; 663300; 663301; 663302; 799918; 8684A; 8594E; 489088; 780310; 26177SC; 662362M; 28164GKD; 28161SC; 28164GGD; 10367S; 449430; 222603; 449431; 488049; 27034S; 27830S; 222606; 222501; 222601; 222606N; 8594AK; 8594A; 8594AM; 26072SN; 8594AZ; 36174ASL; 634826L; 662305; 489089; 663305; 489091; 8594C; 488133; 449435; 8594CK; 8684D; 8594CM; 449213; 8594DZ; 449251; 40500A; 512411; 512511; 512614; 512614DS; 512618DS; 513200DS; 662365M; 752918M; 26159EHW; 26160EHW; 799714; 799614; 799716; 799616; 799718; 799618; 50525SP; 449402; 449423; 449424; 449401; 449420; 449421; 513700DS; 449422; 634826A; 662307; 8594BK; 663327; 8594TE; 8594TF; 8684B; 8594BB; 8594BM; 8594B; 780110; 512623; 28163SCD; 449204; 28171SR; 8594BZ; 36174ASR; 662304; 663307; 663304; 634826R; 449012M; 449434; 8594DK; 8684C; 8594D; 8594DM; 449212; 449002DS; 8594CZ; 449432; 28164GKE; 28164GKF; 28164GGE; 28164GGF; 449433; 34225MSP; 34227MSP; 449205; 30351EHG; 38121MW; 38161MW; 38421MWG; 34361S; 33151MK; 512718DS; 512620; 50520MK; 512621; 28164SAD; 30344SA; 30344SB; 30345SA; 30345SB; 30347SA; 30347SB; 30361SA; 30361SB; 34247EH; 34247EK; 34247MA; 34247MD; 34247MS; 34247MT; 34247MW; 34347EH; 34347EK; 34347ES; 34347MA; 34347MD; 34347MS; 34347MT; 34347MW; 34347S; 34347SF; 34347SL; 34447EH; 34447EK; 34447MA; 34447MD; 34447MS; 34447MT; 34447MW; 34544WS; 34545WS; 34547WS; 511717; 752800; 752700; 512111; 754350; 791003; 791203; 8594RC; 8594RD; 38322MS; 38421MS; 512012; 513612; 752500; 449003; 449001; 511414; 789500; 511812; 511814; 792003; 752918; 752928; 38321MS; 33251MK; 34110MS; 511612; 511615; 791815M; 23451MSU; 40500D; 511210; 449202; 28164MZC; 40501A; 40500C; 40500B; 40500E; 38422MS; 513410; 513712; 513617; 449002; 488553; 488050; 511818; 792026; 752920; 511514; 752923; 23451MSA; 23451MSB; 23451MSR; 513310; 66321EH; 468500; 60531MTL; 60531WSL; 34231MD; 34231MA; 35334MTU; 35334MTO; 513800; 49293CMT; 27035S; 489090; 489084; 8594TA; 58182; 34227MT; 34231MT; 34231MS; 746300; 213111; 498612; 513512; 513512DS; 791500; 790502; 790501; 745717; 791202; 791201; 790802; 790801; 28730S; 514012; 28162FP; 28162ES; 28162EM; 28162EK; 49531PA; 49531P; 28162EP; 28161LS; 511314; 8594AJ; 8594AV; 797514; 797518; 791709; 28163SM; 791711; 449250; 790503; 34331EK; 34335EK; 64168B; 28183SL; 28183S; 28183SR; 28168B; 754355; 222650; 634826; 222602; 222600; 222500; 58702EO; 28302EK; 58702EK; 488552; 64302EK; 511010; 489082; 449202Z; 449201Z; 790803; 797615; 28164MZB; 27090SA; 63158EK; 27290SA; 662341; 38321MT; 38322MZ; 38421MZ; 38422MZ; 30331SB; 34234SK; 25335MAR; 25335MAL; 25335MT; 34531WS; 28164LB; 30331SBS; 34234SF; 35234MTO; 34231SL; 34231S; 34231ES; 34231EK; 34231EH; 34235ES; 34235EK; 34235EH; 34235MA; 34234SL; 34234ES; 34234MD; 28164LB; 34234EK; 34234EH; 34234MA; 34227S; 34331S; 34331ES; 34331EH; 25331MAR; 25331MAL; 34335SK; 34335SF; 34335S; 34335ES; 34335EH; 34334SK; 34334SF; 34334S; 34334ES; 34334EK; 34334EH; 25331MT; 34431EH; 34431ES; 34431EK; 34435ES; 34435EK; 34435EH; 34434ES; 34434EK; 34434EH; 34234S; 30331SAS; 30331SA; 13254MS; 489092; 28160EK; 13254LS; 11002TB; 62501EK; 11002TA; 11513EHW; 27178A; 26168A; 27178B; 10352SB; 26163EK; 10350SB; 27072S; 227528; 227600; 62174MSL; 34231SK; 34231SF; 34234MT; 34331SK; 34331SF; 791903; 50205ZA; 511515; 752919; 752921; 10366S; 10352S; 10378S; 449201D; 27587; 26276MK; 26277MK; 28171SP; 513311; 488550; 222401; 222405; 28168BL; 28168BR; 222605L; 449203Z; 449203; 28164MZD; 222720; 8594DJ; 8594DV; 8594TD; 222403; 28164SBB; 28164SBA; 662362; 35334MTB; 662365; 662355; 662351; 34331MS; 34531MS; 50233GW; 50227GW; 50229GW; 50225GW; 50239GW; 50241GW; 50243GW; 35234MTB; 35234MTU; 35234MTS; 35334MTS; 34331SL; 34331MA; 66531MA; 34335MA; 34334MW; 34431MA; 60331MA; 34435MA; 34434MA; 752840; 513700; 752600; 449012; 8594TC; 34331MT; 34335MS; 34334MS; 34431MS; 34435MS; 34434MS; 41231MS; 34434MD; 488036; 449201; 38321MZ; 34531MT; 50227G; 50229G; 50225G; 50239G; 50241G; 50243G; 34235MD; 34331MD; 66531MT; 34335MD; 34334MD; 34334MT; 34431MD; 60331MT; 34435MD; 34434MT; 34335MT; 34435MT; 34431MT; 513918; 34334MA; 34531MW; 34231MW; 34235SK; 34235SL; 34235S; 34235MW; 34234MW; 34235SF; 34331MW; 66531MW; 34335MW; 34431MW; 60331MW; 34435MW; 34434MW; 49293CMW; 34235MT; 34235MS; 34234MS; 28302EO; 28164MZE; 662342; 662344; 64302EO; 489085; 8594CJ; 8594BV; 8594CV; 50205ZB; 222402; 746301; 213200; 791600; 791002; 791001; 649170; 214535; 213410; 213411; 58180; 792080; 213314; 222604R; 488551; 489087; 498613; 489081; 34335SL; 34334SL; 28163EHK; 28162EH; 222710; 791803; 38221MS; 791813; 791815; 791818; 792071; 222404; 513200; 30345SA; 28164SBD; 34321MS; 512511DS; 26176SA; 25451MAL; 25451MAR; 25451MT; 25461MAL; 25461MAR; 25461MT; 25361MT; 25351MAL; 25351MAR; 25351MT; 25361MAL; 25361MAR; 34261EH; 34361EH; 34361EK; 34361S; 34561WS; 34461EH; 34461EK; 49561P; 49561PA; 791618; 745719; 25421MT; 25425MT; 25427MT; 25431MAL; 25431MT; 11540OS; 28164SBC;



28164SBE; 449001L; 513210; 25327MAL; 25327MAR; 28163DSS; 791905; 792005; 511211; 512914; 512918; 58183; 791821; 791825; 792028; 662352; 738714; 738716; 745612; 11578EO; 488051; 23262MSG; 34349MS; 34351MSC; 38551MW; 48551LM; 48551LMP; 28171SPN.

- Partes: 34210MAP; 34210MSP; 34410MSP; 34410MWP; 38110MW; 34210MDP; 34410MDP; 48110LM; 34210MWP; 34410MAP; 34310ES; 23410MSR; 28083SR; 28083SL; 449203ZY; 449201ZY; 28163FPA; 38310MT; 38310MW; 38310MZ; 38410MZ; 34210S; 34210MA; 34510MW; 34410EH; 34510WS; 43210LM; 34210MW; 34210SL; 34210MD; 34210EK; 34210ES; 34210EH; 34410SL; 34410MA; 34410MD; 34410EK; 34310MSP; 60510WSL; 62530MT; 60510MTL; 62530WS; 50235GW; 50221GW; 30310MWS; 30310EHS; 30310MSP; 30310MWL; 28068B; 28068BR; 28068BL; 43210LU; 49310PA; 49310P; 34310SF; 34310MW; 34310MWP; 34310MS; 34310SL; 34310S; 34310SK; 34310MD; 34310MDP; 35310MTO; 35310MTB; 34310MT; 34310EH; 34310EK; 25310MAR; 25310MAL; 34310MA; 25310MT; 23210MSI; 50235G; 30340SB; 30340SA; 30340SBS; 30340SAS; 34510MT; 34410MT; 38310MS; 38410MS; 34510MS; 30210MSS; 30210MS; 33250MK; 41210MS; 34250MS; 34410MS; 26176SC; 23410MS; 25410MAL; 28083S; 449202ZY; 28163FPB; 34410MW; 30210MSP; 28063SM; 34210MT; 34210MS; 43210MT; 38210MS; 33127P; 33127; 38122; 33140; 33141; 33144; 33133P; 550000; 33131S; 33137; 38121; 33133; 26284HR; 26173PH; 26284HM; 28169A; 28179S; 38200; 50220R; 33100; 38300; 50222GG; 28067MO; 50236GW; 26284BS; 28067MB; 35310MTS; 35310MTU; 33200M; 33400M; 33500G; 33700; 28164LBA; 28164LCA; 50222F; 553514; 555014; 33300CM; 25610MAR; 25610MAL; 38400; 33200W; 33543A; 33543AL; 28163FPB; 28163FPA; 25610MAL; 25610MAR; 33300M; 23210MSA; 33132; 23500C; 23510ML; 23510MS; 23510ON; 31110EH; 31110MW; 31310EH; 31310MW; 34310MA-D; 34310MS-D; 30310EH; 25410MAR; 25410MT; 33131KA.

3.1.7 Acessórios (se aplicável)

N/A

3.1.8 Formas de apresentação comercial do produto (formas de comercialização, composição das embalagens primária e/ou secundária, quantidade do produto, etc.)

O produto é fornecido unitariamente, em caixa devidamente rotulada e resistente, capaz de absorver impactos e danos ao produto. A especificação do produto está em acordo com o anexo II, seção 3, da Directiva 93/42/EEC para produtos médicos e a ISO 13485:2003

Embalagem primária: o filme plástico é transparente, em poliéster com polietileno, atóxico, resistente à esterilização e com características de barreira biológica.

As embalagens plásticas recebem uma etiqueta com a identificação e especificações do produto, além do número do lote e data de fabricação devidamente rotulada e resistente, capaz de absorver impactos e danos ao produto.

3.2 Especificação do Produto

3.2.1 Indicação de Uso/Finalidade

São instrumentos que permitem ao cirurgião cortar, dissecar e identificar com precisão as estruturas anatômicas, de tecidos e órgãos durante o procedimento cirúrgico.

3.2.2 Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação

São instrumentos articulados, cuja ação da manopla é transmitida a uma boca, situada na extremidade distal, através de uma articulação. Possuem uma ação suave e firme para segurar e manter estruturas durante um procedimento médico, afim de se realizar um corte ou uma dissecação.

3.2.3 Modo de Uso do produto

As Tesouras KARL STORZ são instrumentos cuja ação da manopla é transmitida a uma boca que contém duas lâminas cortantes, situada na extremidade distal, através de uma articulação. Essas tesouras podem ter ou não uma haste de prolongamento. Este instrumento permite ao cirurgião cortar, dissecar e identificar com precisão as estruturas anatômicas, regiões, espaços, vasos, ureteres e nervos.

3.2.4 Composição (inclui a caracterização, matéria prima do produto e/ou dos seus constituintes; por exemplo, suas partes, componentes e acessórios)

As Tesouras KARL STORZ são fabricados em aço inoxidável tipo AISI 304 em conformidade com a norma ASTM A276, possuem alguns detalhes e partes de polímero - PTFE (Politetrafluoretileno) em conformidade com ASTM D792 e ASTM D638 que são compatíveis com o uso médico-hospitalar, garantindo a maior durabilidade quando manipulado apropriadamente.



3.2.5 Dimensões/volumes

As Tesouras KARL STORZ possuem modelos para atendimento aos diversos tipos de procedimentos cirúrgicos, podendo variar de diâmetro e comprimento: D=0.5 mm a D= 18 mm e C= 2.5 cm a 60 cm.

Seu peso médio é de 0,480 Kgf. Conforme especificado no ítem 3.2.18.

3.2.6 Produto Estéril

- Sim
 Não

3.2.7 Método de esterilização

Todos as Tesouras KARL STORZ poderão ser esterilizados nos seguintes processos abaixo:

Aviso: O instrumento não é fornecido em estado esterilizado. Por isso, deve ser limpo e esterilizado antes de ser utilizado pela primeira vez e sempre antes de cada aplicação posterior.

Aviso: A esterilização só pode ser efetuada com sucesso se o pessoal empregar os processos de reprocessamento homologados e validados.

Aviso: Caso haja peças que possam ser desmontadas, como válvulas, hastes internas, manoplas etc., proceder a desmontagem antes da esterilização.

- PROCESSOS FÍSICOS:

*** VAPOR SATURADO**

Para a esterilização a vapor (com vapor saturado a 134 °C) devem utilizar-se os processos segundo as orientações das normas DIN 58946, parte 7, EN 285, NBR 11.816:2003, RDC 15:2012 (ou mais atuais). Evitar temperaturas além daquela necessária. Submeter o instrumental a um processo de secagem ao final da autoclavagem, sempre que este for armazenado para uso posterior. Restos de detergentes e alvejantes nos panos que envolvem os pacotes para esterilização, podem provocar oxidação e manchas no instrumental.

Normalmente a temperatura de esterilização é de 134 °C, mantidos por 3,5 minutos.

Entretanto temperaturas menores poderão ser utilizadas, aumentando-se o tempo de exposição do instrumental ao vapor saturado, como por exemplo: 121 °C por 15 minutos.

Deve-se dar preferência aos procedimentos curtos de autoclavagem (134 °C / 3,5 min), do que aos mais prolongados (121 °C / 15 min), dado que o tempo de exposição mais longo produz influências negativas.

Caso seja necessária uma esterilização especial, como por exemplo, o combate à proteína causadora da doença de Creutzfeldt-Jakob (doença da vaca louca), pode-se utilizar tempos maiores, podendo chegar até 1 hora.

	<p>- PROCESSOS FÍSICO - QUÍMICOS: GÁS / PLASMA Aviso: Para os processos de esterilização por gás ou plasma a baixa temperatura é necessário respeitar as leis e diretivas nacionais.</p> <p>* ÓXIDO DE ETILENO – ETO</p> <p>O óxido de etileno (C₂H₄O) é misturado a outros gases inertes como o freon e o gás carbônico, de forma a diminuir a sua inflamabilidade. Seu efeito esterilizante é excelente, entretanto é altamente tóxico e carcinogênico e os materiais processados neste meio devem ser muito bem aerados. Deve-se respeitar os seguintes parâmetros na esterilização com ETO:</p> <p>A esterilização a gás óxido de etileno foi validada utilizando os parâmetros abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura - 54 ± 2 °C• Umidade relativa - 60 ± 20 %• Pressão - 0,56 a 0,7 bar• Tempo - 120 min.• Concentração - 600 ± 30 mg/l <p>* FORMALDEÍDO</p> <p>A esterilização por vapor de formaldeído deverá seguir as regulamentações da Resolução N° 91, de 28 de Novembro de 2008 em seu Art. 2° O uso de produtos que contenham paraformaldeído ou formaldeído somente será permitido quando associado a um equipamento de esterilização registrado na Anvisa e obedecendo às condições de uso exigidas pelo fabricante do equipamento, garantindo a segurança e eficácia do processo de esterilização. O formaldeído (CH₂O) pode ser utilizado no estado sólido ou gasoso para obtenção do vapor.</p> <p>* PLASMA OU VAPOR DE HIDROGÊNIO Durante a esterilização por plasma ou vapor de hidrogênio podem surgir modificações de cor nas superfícies de ligas de alumínio, as quais, no entanto, não afetam o funcionamento do instrumento. (Se não estéril, informar métodos de esterilização aplicáveis)</p>
3.2.8 Prazo de Validade Indeterminado	
3.2.9 Fabricante Recomenda o Uso Único <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	



3.2.10 Produto de Reprocessamento Proibido (Conforme RE 2605/2006)

- Sim
 Não

Se sim, informar item da Resolução

3.2.11 Condições de Armazenamento (inclusive citar os parâmetros de temperatura e umidade)

Armazená-los com as bocas fechadas (no mínimo com um dente de cremalheira, quando for o caso) e mantê-los em sua caixa original ou em maletas adequadas, a fim de se evitar danos.

O armazenamento deve ser feito de forma segura utilizando-se caixas especiais para este fim. A KARL STORZ possui uma infinidade de tipos de caixas em diversos materiais, para fornecer toda proteção aos inúmeros conjuntos cirúrgicos de sua linha.

Evitar locais com umidade e incidência de raios solares para armazenamento.

O ambiente de armazenamento deve ser controlado, a fim de garantir uma umidade relativa do ar entre 10 à 90% e temperatura de -20 a 60°C.

3.2.12 Condições para o Transporte

As Tesouras KARL STORZ devem ser transportadas e mantidas em sua embalagem original ou em maletas adequadas, a fim de se evitar danos ao produto.

3.2.13 Condições de Manipulação

As Tesouras KARL STORZ devem ser utilizadas por médicos e/ou pessoal de assistência médica que possua uma qualificação profissional adequada e que tenha sido devidamente instruído para a utilização do mesmo. Verificar cuidadosamente o estado da embalagem.

3.2.14 Advertências

Deve-se assegurar que o diâmetro e o comprimento do instrumental são compatíveis ao procedimento pretendido.

Nenhum instrumental deve ser armazenado dentro de armários que contenham produtos químicos, pois os vapores destes, poderão causar oxidação.

3.2.15 Precauções

Durante os procedimentos deve-se evitar esforços excessivos pois os mesmos poderão acarretar em quebra dos elementos articulados.

Após o uso, os instrumentais deverão ser limpos com soluções neutras para evitar oxidações e desgastes prematuros.

3.2.16 Contra Indicações

- Não se aplica

Não existem efeitos colaterais conhecidos de produtos quando utilizados como pretendido que possa comprometer de algum modo a segurança do paciente.

3.2.17 Efeitos Adversos

- Não se aplica

Não existem condições adversas que podem afetar o produto em seu uso normal e comprometer de algum modo a segurança do paciente, usuário ou terceiros.

3.2.18 Imagens Gráficas do Produto



As imagens gráficas (fotos ou desenhos) do produto, seus acessórios e partes, com seus respectivos códigos de identificação, devem ser encaminhadas em anexo (modo impresso e eletrônico). No modo eletrônico devem ter formato **jpg**, em arquivos **doc** ou **pdf**. Deve ser encaminhada cópia impressa e cópia eletrônica (limite de 14 Mb), gravada em cd, para disponibilização do sítio eletrônico da Anvisa. As figuras apresentadas devem possuir legendas para identificação.

3.3 Origem do Produto

<input type="checkbox"/> Brasil
<input checked="" type="checkbox"/> Externa
Atenção: se houver mais de um fabricante, estes têm que ser do mesmo grupo fabril e a empresa deverá apresentar comprovação.
3.3.1 Nome do Fabricante: KARL STORZ GmbH & CO. KG
3.3.2 Endereço do Fabricante: Mittelstrasse 8, D-78532 - Tuttlingen
3.3.3 País de Fabricação do Produto: Alemanha

4. Responsabilidade Legal e Técnica

Nome do Responsável Legal: Zorionária Santos	
Cargo: Gerente de Assuntos Regulatórios	
Nome do Responsável Técnico: Zorionária Santos	
Autarquia Profissional: CREA	UF: Número de Inscrição: RJ 2013138303

5. Declaração do Responsável Legal e Responsável Técnico

Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Empresa. Declaro ainda que:

- O produto será comercializado com todas as informações previstas na legislação sanitária vigente;
- As instruções de uso, rótulo e etiqueta indelével do produto atendem aos requisitos estabelecidos respectivamente no Anexo III.B e art. 4º da Resolução ANVISA RDC nº 185/2001; e
- Embora sob regime de cadastramento, o produto foi projetado e fabricado atendendo as disposições da Resolução ANVISA RDC nº 56/2001 (Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia) e Resolução ANVISA RDC nº 59/2000 (Requisitos de Boas Práticas de Fabricação e Controle).

A empresa encontra-se ciente que o não atendimento às determinações previstas na legislação sanitária caracteriza infração à legislação sanitária federal, estando a empresa infratora sujeita, no âmbito administrativo, às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Na esfera jurídica, respondem pelos atos de infração praticados pela empresa os seus Responsáveis



Legal e Técnico, conforme infrações e sanções previstas no art. 273 do Decreto Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal – Cap. III: Dos Crimes contra a Saúde Pública).

Nome do Responsável Legal, Cargo e assinatura

Nome do Responsável técnico, Cargo e assinatura.