

da Vinci S[®], Si[®], Xi[®]

Adenda ao Manual do Utilizador dos Instrumentos e Acessórios

PN 553685-01 Rev. A 2016.03 (Portuguese)

Direitos de autor

© 2016 Intuitive Surgical, Inc. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Intuitive, Intuitive Surgical, Beyond the Limits of the Human Hand, da Vinci, da Vinci S, da Vinci Si, da Vinci Xi, EndoWrist, TilePro e InSite são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intuitive Surgical, Inc. Marcas comerciais de terceiros são propriedade dos seus respectivos proprietários e devem ser tratadas como tal.

Apenas sob prescrição médica

Introdução


Esta adenda aos Manuais do Utilizador dos Instrumentos e Acessórios *da Vinci S, da Vinci Si e da Vinci Xi* (IS2000, IS3000 e IS4000) descreve novas instruções específicas para:

- A correcta utilização de instrumentos *da Vinci S, da Vinci Si e da Vinci Xi* para a manipulação de sondas de ablação cardíaca em procedimentos cirúrgicos cardíacos.

Mantenha esta adenda junto dos seus Sistemas *da Vinci S, da Vinci Si e da Vinci Xi*.

Aviso

Cumpra o aviso seguinte quando manipular uma sonda de ablação cardíaca:

-  **AVISO:** para manipular uma sonda de ablação cardíaca, utilize apenas o Dispositivo de Preensão de Sonda Cardíaca. Embora em qualquer cirurgia exista a possibilidade de geração de partículas metálicas, ficou demonstrado que a utilização de outros instrumentos *da Vinci* (por exemplo, o Condutor de Agulha Grande) para manipular uma sonda de ablação cardíaca aumenta a geração de partículas metálicas.

-Fim-