

Desempenho premium – Valor excepcional



Poderoso, portátil, completo – a melhor opção para sua clínica

- Imagens de alta resolução
- Tecnologias avançadas para aquisição de imagens
- Fluxo de trabalho simplificado e produtividade elevada
- Linha completa de transdutores inovadores

Maximize seu desempenho na aquisição de imagens

Sistema de ultrassom com recursos completos criado para um desempenho contínuo de aquisição de imagens e facilidade de uso

Imagens de alta resolução

- Desempenho premium com eficiência e velocidade
- Monitor de 19" de alta resolução
- Doppler colorido com excelente sensibilidade e resolução espacial

Tecnologias avançadas para aquisição de imagens

- A aquisição de imagens com Motion Compensated Angular Compound Imaging (MACI) assegura imagens de qualidade e em tempo real utilizando alta tecnologia na aquisição de imagens
- Automatic Mode Adjustment (AMA) otimiza automaticamente as imagens de modo B quando você muda os modos e a profundidade
- No modo triplex permite que você maximize o PRF com um envelope espectral justo e uma sincronicidade em tempo real entre 2D e Doppler colorido

Intuitivo e móvel

- Base pequena – cabe até nos menores espaços
- Até quatro horas de imagens com utilização de baterias
- Intuitivo e fácil de usar
- Teclado macio e revestido para uma fácil limpeza e desinfecção


Transdutores de última geração para suas necessidades clínicas

- Design inovador para acessar todas as áreas
- Guias de punção avançadas
- Controle conveniente por um único botão
- Fácil esterilização e desinfecção



Urologia

Padrão ouro para todas as imagens de urologia. Melhor solução para aquisição das imagens testiculares, de próstata e renais. O único transdutor triplanar com recursos simultâneos de aquisição de imagem endfire e biplanar, ideal para orientar biópsias.



Colorretal

Veja cada detalhe.

Veja todas as camadas da parede retal. Obtenha cortes detalhados do esfíncter anal e de outras regiões clinicamente relevantes com imagens em 2D e 3D.




Anestesia/musculoesquelético

Visualização da agulha e do nervo superior.

Ideal para anestesia regional, tratamento de dores e aplicações músculo esquelético.

Interface dedicada e específica da aplicação.



Vascular


O modo de aquisição de imagens com fluxo de vetor exclusivo possibilita uma visualização do fluxo sanguíneo independente de ângulo.



Assoalho pélvico

Obtenha uma imagem completa do assoalho pélvico inteiro em 2D e 3D.


Imagens de ultrassom transperineal, anal e vaginal de alta resolução – de forma rápida e fácil.




Imagens em geral

Qualidade de imagem excepcional, com interface do usuário intuitiva e recursos de fluxo de trabalho avançados que possibilitam a aquisição de imagens abdominais, vasculares e de pequenas partes, de alta qualidade.


Impacto clínico real com imagem de alta resolução




Hidrocele e testículos




Próstata no plano transversal com imagem de Doppler colorido




Rim com massa sólida no polo inferior




Doppler pulsátil da artéria mesentérica superior usando modo triplex




Doppler pulsátil da ACC distal



Massa renal sólida no polo inferior




Doppler pulsátil da artéria renal direita




Medidas biométricas da próstata usando aquisição de imagens biplanar simultâneas



Imagens de Doppler colorido da aorta abdominal, tronco celiaco e SMA




Tumor na parede retal




Imagens de Doppler colorido dos vasos hepáticos



Massa maligna nas mamas comprovada por biópsia




Cisto de Baker



Aquisição volumétrica 3D da próstata



Veia cava inferior e fígado no corte sagital



Doppler pulsátil da artéria arqueada renal

Inovações acústicas e clínicas por mais de 40 anos

Reconhecida como líder global no desenvolvimento de sistemas de ultrassom criados para cirurgia, urologia e anestesia, a BK Ultrasound oferece uma coleção versátil de sistemas para aquisição de imagem, tecnologia de ponta e transdutores dedicados para ajudar a melhorar a confiança do diagnóstico e modernizar o atendimento dos pacientes.

Triplanar para próstata 8818	Biplanar para próstata 8808e	3DART 8838	Endocavitário biplanar 8848	Endorretal 8667	Convexo 8823
12 a 4 MHz	10 a 5 MHz	12 a 4 MHz	12 a 4 MHz	10 a 5 MHz	6 a 1,8 MHz
					
Convexo 8820e	Convexo 8830	Linear 8811	Linear 8670	Linear de alta frequência 8870	Vascular 8822
6 a 2 MHz	6 a 2 MHz	12 a 5 MHz	12 a 4 MHz	18 a 6 MHz	9 a 3,5 MHz
					
Anorretal 3D 2052	Laparoscópico rígido 8836*	Craniotomia 8862	"Taco de hóquei" 8809	Setorial 8837	Endovaginal 8819
16 a 6 MHz	12 a 5 MHz	10 a 3,8 MHz	15 a 6 MHz	5 a 1 MHz	9 a 5 MHz
					

*Somente em países selecionados.

Versões do sistema disponíveis: *flex Focus 400, flex Focus 400 exp, flex Focus 500*

Direct Sales Offices

BK Ultrasound
8 Centennial Drive
Peabody
MA 01960
USA
T +1 978-326-1300
F +1 978-326-1399
bkultrasound.com

Analogic Benelux N.V.
Generaal de Wittelaan 19B bus 7
2800 Mechelen
Belgium
T +32 15 280 600
F +32 15 291 025
bkultrasound.com

BK Medical ApS
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark
T +45 4452 8100
F +45 4452 8199
bkultrasound.com

bk medical Medizinische Systeme GmbH
Pascallehre 13
25451 Quickborn
Germany
T +49 4106 99 55-0
F +49 4106 99 55-99
bkultrasound.com

Analogic Italia S.r.l.
Via Morandi, 10
20077 Melegnano MI
Italy
T +39 02 90 78 13 47
F +39 02 90 78 19 05
bkultrasound.com

B-K Medical AB
Mångskärsvägen 9
141 75 Kungens Kurva
Sweden
T +46 8-744 02 11
F +46 8-744 02 12
bkultrasound.com

BK Medical
Unit A20/A20a
Basepoint Business & Innovation Centre
110 Butterfield, Great Marlings
Luton Bedfordshire LU2 8DL
United Kingdom
T +44 1582 433710
F +44 1582 433716
bkultrasound.com



BK Medical ApS, Mileparken 34, 2730 Herlev, Denmark. T +45 4452 8100 F +45 4452 8199



powered by analogic 

BK Ultrasound
8 Centennial Drive
Peabody
MA 01960
USA
T +1 978-326-1300
bkultrasound.com

Sales and Service USA
BK Ultrasound
8 Centennial Drive
Peabody
MA 01960
USA
T +1 978-326-1300
F +1 978-326-1399
bkultrasound.com

Europe and Rest of World
BK Ultrasound
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark
T +45 4452 8100
F +45 4452 8199
bkultrasound.com

Asia
Analogic Medical Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
1377, Lan Dian Road,
Pu Dong New District,
Shanghai, China 201132
bkultrasound.com